



START

 RealGUIDE®
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

RealGUIDE START

Modulo base **GRATUITO** per la visualizzazione di file DICOM e STL

Funzioni principali incluse

- Ricostruzione e gestione volume 3D
- Importazione e sovrapposizione file STL
- Tracciamento curva panoramica
- Tracciamento decorso canale mandibolare
- Misure
- Gestione del database Pazienti e accesso alla piattaforma CLOUD (5 Gb di spazio inclusi)
- Piattaforma di comunicazione per scambio dati DICOM, STL, immagini e documenti, con gestione chat integrata tra utenti registrati. Visualizzazione progetti condivisi da altri utenti registrati
- Gestione RealGUIDE APP in modalità visualizzazione (caricamento dati su iPad/iPhone e visualizzazione del progetto, ESCLUSA la progettazione degli impianti)

PER RICEVERE L'INSTALLER SCRIVI A:

info@3diemme.it