

KIT CHIRURGICO UNIVERSALE RealGUIDE 3DIEMME: elenco driver per impianti disponibili e relativi impianti compatibili (*boccola 3DMRealGUIDE CAD2015 / 3DM006004CAD1-10)	3DM00606EEXT (Esagono Esterno 4,1 mm) Sweden & Martina Outlink 2 piattaforma 4mm BTK Esagono Esterno 4mm Nobel Branemark RP 3i Esagono Esterno piattaforma 4mm Southern Implants esagono esterno piatt. 4mm Isomed esagono esterno piatt. 4mm Bioimplant Plus (3.25/3.75/4 mm) Leader esagono esterno piatt. 4mm OXY Implant esagono esterno piatt. 4mm Phibo BNT S3/S4 iMAX3 Esagono esterno piatt. 4mm Zimmer p-i hex ext 4,1 Top Implant Hex ext 4,1 - Leader Medica WinSix TTx piatt. 4mm	3DM00606EINT (Conn. Interna 4,1 mm) 3i Certain 4.1 mm 3DM00606NBLACTRP (Conn. Nobel Active RP) Nobel Active RP	3DM00606ZIM (Conn. Zimmer Screwent 3.7 4.1 mm) Zimmer (3.7/4.1 mm) MIS (3.8/4.2) Leader (Conn. Interna) Bio Horizons 3.5mm Platform Alpha Bio (Conn. Interna) Tri Dental Implants (3.7/4.1/4.7 mm) Bio Implant Core (3.75 mm) Adin Noris Ires Dentaltech Jdental Care Evolution 3,7/4,3mm OsteoReady 3,75mm	3DM00606THO35 (Conn. Thommen) Thommen RC 3.5 mm 3DM00606THO40 (Conn. Thommen) Thommen RC 4.0 mm 3DM00606THO45 (Conn. Thommen) Thommen RC 4.5 mm
	3DM00606NBLRPLNP (Conn. Nobel) Nobel Replace NP Implant Direct Legacy piattaforma 3,5mm	3DM00606AST (Conn. Astra Tech) OsseoSpeed TX (3.5/4 mm)	3DM00606NES (Conn. Neoss) Neoss	3DM00606BTI (Conn. BTI) BTI
	3DM00606XVE3.4 (Xive 3,4 mm) Dentsply XiVE 3,4 mm	3DM00606XVE3.8/4.5 (Xive 3,8/4,5 mm) Dentsply XiVE 3,8/4,5 mm	3DM00606STR33 (Conn. Straumann 3,3mm) Bone Level 3,3	3DM00606STR40 (Conn. Straumann 4,0mm) Bone Level 4,0
	3DM00606DEN (Dentium Implantium) Dentium Implantium 4.0/4.5/5.0 mm Osstem Regular Platform Shinhung Regular Platform	3DM00606LEG30 (Implant Direct Legacy 3,0 mm) Implant Direct Legacy piattaforma 3,0mm	3DM00606MEGEO (Megagen AnyOne) Megagen AnyOne	3DM00606BIOH30 (BioHorizons 3,0mm) BioHorizons 3.0mm Platform

RealGUIDE SOFTWARE SUITE : elenco boccole per kit chirurgici originali inserite nel software (*boccole originali; ** boccole compatibili RealGUIDE 3DIEMME)	Allmed** (3DM00604CAD0)	Immediate-Load** (3DM006004CAD1-10)
	Anthogyr** (3DM00604CAD4; 3DM00604CAD5)	Intra-Lock* (3DM00605INTLK)
	AlphaBio* (3DM00605ALPHASLS, 3DM00605ALPHASLL)	i-Res*
	Astratech EV * (3DM00605AST.EV.ND, 3DM00605AST.EV.WD)	Klockner*
	AZ Implant*	Leone*
	B&B* (3DM00605B&BSMALL, 3DM00605B&BLARGE)	Leader* (3DM00605LEA415, 3DM00605LEA550)
	Bicon* (3DM00605BCN30, 3DM00605BCN40, 3DM00605BCN45, 3DM00605BCN50)	MC Bio*
	Biomet 3i Navigator* (3DM006053iLARGE, 3DM006053iSMALL)	Medentis - Silo*
	Bioimplant Kristal** (3DM006004CAD1-10)	Megagen* (3DM00605MGN)
	BTK** (3DM006004CAD1-10)	MIS* (3DM006005MIS; 3DM00609MIS)
	Biologitech*	Neoss* (3DM00605NEOSS)
	BioHorizons* (3DM00605BIOH38, 3DM00605BIOH46, 3DM00605BIOH58)	Neo Biotech* (3DM00605NBT.N, 3DM00605NBT.RW)
	Camlog* (3DM00605CAM33, 3DM00605CAM38, 3DM00605CAM43)	Neodent* (3DM00605NEOD, 3DM00605NEODNR, 3DM00605NEODFC)
	C-Tech* (3DM00605CTECHNR, 3DM00605CTECHWD)	Nobel Guide NP, RP, WP*; ** (3DM00604CAD6; 3DM00604CAD1-10; 3DM00604NBL-WP)
	Dentaltech** (3DM006004CAD1-10)	OXY Implant** (3DM006004CAD1-10)
	DIO Implant** (3DM006004CAD10)	Prodent** (3DM006004CAD1-10)
	Expertease Ankylos, Xive** (3DM006004CAD3; 3DM00604CAD5, 3DM00604CAD11)	Resista Group*
	Geass * (3DM00605GEASS42, 3DM00605GEASS52)	Sweden & Martina EchoPlan* (3DM00605SM415-EX; 3DM00605SM550-EX)
	Ghimas* (3DM00605GHI415, 3DM00605GHI550)	Straumann* (3DM006005STR)
	Hiossen*	Thommen*, ** (3DM00640CAD1-10)
IDI Evolution*	Winsix* (3DM00605BGW50)	