



-  **PC**
- Windows 7 (64 bit),
Windows 10
- PROCESSORE:** Intel I5 o I7 (per PC portatili).
Consigliato Quad Core (per Workstation)
- RAM:** minimo 4 GB.
8 GB per stack di immagini comprendenti un cranio completo
- HARD DISK:** 300 – 500 GB
- SCHEDA VIDEO:** consigliata vRAM pari o superiore a 3GB.
Per massime prestazioni Nvidia GTX o linea QUADRO
- RISOLUZIONE MONITOR:** 1920x1080 (Full HD) per una visualizzazione ottimale
- SISTEMA OPERATIVO:** Windows 7 (64 bit), Windows 10.
Per prestazioni professionali si consiglia l'utilizzo di notebook Dell, serie XPS 15 (9560)

-  **Mac**
- MacBook Pro 15"
iMac
- SISTEMA OPERATIVO:** OS X
(da Mojave in avanti)

-  **iOS**
- iPad Pro
iPhone 7 Plus, 8, X

Per la gestione ottimale della piattaforma CLOUD è necessaria una connessione ad Internet stabile (ADSL per linea fissa, 4G per rete mobile)