



-  **PC**  
Windows 10
- PROCESSORE:** Intel I5 o I7 (per PC portatili).  
Consigliato Quad Core (per Workstation)
- RAM:** minimo 4 GB.  
8 GB per stack di immagini comprendenti un cranio completo
- HARD DISK:** 300 – 500 GB
- SCHEDA VIDEO:** consigliata vRAM pari o superiore a 3GB.  
Per massime prestazioni Nvidia GTX o linea QUADRO
- RISOLUZIONE MONITOR:** 1920x1080 (Full HD) per una visualizzazione ottimale
- SISTEMA OPERATIVO:** Windows 10.  
Per prestazioni professionali si consiglia l'utilizzo di notebook Dell, serie XPS 15 (9560)

-  **Mac**  
MacBook Pro 15"  
iMac
- SISTEMA OPERATIVO:** OS X  
(da 10.15 Catalina in avanti)

-  **iOS**  
iPad Pro  
iPhone 7 Plus, 8, X

Per la gestione ottimale della piattaforma CLOUD è necessaria una connessione ad Internet stabile (ADSL per linea fissa, 4G per rete mobile)